


Katalóg Real-Time PCR diagnostických súprav



Zoznam PCR diagnostických súprav
Súlad s požiadavkami medzinárodnej normy EN ISO 13485:2016

Obsah

Transportné roztoky	- 4 -
Extrakcia nukleových kyselín.....	- 4 -
Manuálna extrakcia nukleových kyselín	- 4 -
Automatická extrakcia nukleových kyselín	- 4 -
Roztoky a komponenty	- 5 -
Infekcie prenášané krvou.....	- 6 -
Vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV)	- 6 -
Vírusové hepatitídy A, B, C, D, G	- 6 -
Kvantifikácia ľudskej DNA v klinických vzorkách.....	- 8 -
Sexuálne prenosné infekcie (STI)	- 8 -
Vaginálna dysbióza	- 8 -
Mykózy.....	- 9 -
Ľudské papillomavírusy (HPV).....	- 9 -
Ľudské herpetické a TORCH infekcie	- 10 -
Infekcie prenášané kliešťami	- 10 -
Nozokomiálne infekcie	- 11 -
Multiplexné súpravy na detekciu nozokomiálnych infekcií.....	- 11 -
Respiračné infekcie.....	- 11 -
Gastrointestinálne infekcie	- 12 -
Tuberkulóza.....	- 12 -
Jednonukleotidové polymorfizmy (SNP) a mutácie v ľudských génoch.....	- 12 -
Trombofília a hyperhomocysteinémia.....	- 12 -
Metabolické poruchy	- 12 -
Srdcovo-cievne ochorenia.....	- 12 -
Predikcia úspechu liečby HCV	- 13 -
Poruchy reprodukčnej funkcie	- 13 -
Dedičná rakovina prsníka a vaječníkov.....	- 13 -
Dedičná hemochromatóza spojená s HFE (hemochromatóza typu I).....	- 13 -
Autoimunitné ochorenia.....	- 13 -
Farmakogenetika warfarínu.....	- 13 -
Gilbertov syndróm	- 13 -

Diagnostické súpravy **RealBest** sú určené na detekciu infekčných agens a na stanovenie genetických polymorfizmov metódou real-time PCR. Vlastné vyvinuté technológie menia proces real-time PCR analýzy z komplikovaného procesu vyžadujúceho rozsiahle odborné znalosti a praktické skúsenosti na štandardizovaný, jednoduchý a ľahko reprodukovateľný postup.

Výrobca diagnostických súprav ponúka užívateľsky príjemné riešenia pre diagnostiku, ako sú lyofilizované zmesi pripravené na použitie s dlhou skladovateľnosťou a prepravnou teplotou až 26 °C.

RealBest súpravy:

- Komplexný prístup k PCR diagnostike zahŕňajúci prípravu vzoriek, PCR a vyhodnotenie výsledkov
- Jednoduchá extrakcia nukleových kyselín pomocou magnetických častíc
- Lyofilizovaný Master Mix pripravený na použitie na real-time detekciu DNA/RNA
- Kompatibilné PCR a RT-PCR protokoly na detekciu širokého spektra patogénov
- Nekonkurenčná vnútorná kontrola
- Skladovanie všetkých komponentov pri rovnakej teplote (2–8)°C až 12 mesiacov; nie je potrebné mrazenie
- Preprava pri teplote do 26 °C po dobu maximálne 10 dní je prijateľná

Rôzne formáty:

Str-formát: Pripravený Master Mix je lyofilizovaný v 0,2 ml bielych skúmavkách na platničke s 96 skúmavkami. Jediným krokom vyžadovaným pre reakciu je pridanie extrahovaných vzoriek DNA/RNA.

Uni-formát: Pripravený Master Mix je lyofilizovaný v 0,2 ml priehľadných skúmavkách. Pridajte extrahovanú DNA/RNA do skúmaviek a spustíte test. Jedna skúmavka – jedna reakcia.

Real-time PCR systémy a formáty:

Str format sa môže používať s prístrojmi: CFX96™ (Bio-Rad, USA), DTprime (DT-96), DTLite (DNA-Technology, Ruská federácia), Gentier 96E/R (Xi'an TianLong, Science and Technology Co., Ltd., Čína).

Uni format sa môže používať s prístrojmi: CFX96™ (Bio-Rad, USA), DTprime (DT-96), DTLite (DNA-Technology, Ruská federácia), Rotor-Gene® Q (Qiagen, Nemecko), Rotor-Gene® 6000/3000 (Corbett Research, Austrália), Gentier 96E/R (Xi'an TianLong, Science and Technology Co., Ltd., Čína).

Počet simultánne detekovaných patogénov

1
2
3 a viac

Kanály detekcie

FAM, ROX
FAM, ROX, HEX (JOE)
FAM, ROX, HEX (JOE), Cy5

Iné real-time PCR prístroje s podobnými technickými charakteristikami sa môžu používať po validácii.

Transportné roztoky

Kat. №	Názov	Počet testov	Klinická vzorka	Komentár
8894	Transportný roztok (1)	100	bioptáty, epitelové bunky cervikálneho kanála, uretry, pošvy, zadnej steny hrdla, spojivky	100 skúmaviek po 300 µl
8885	Transportný roztok (2)	200	bioptáty, epitelové bunky cervikálneho kanála, uretry, pošvy, zadnej steny hrdla, spojivky	200 skúmaviek po 1000 µl
8867	Transportný roztok (M)	100	nosové, nazofaryngeálne a orofaryngeálne stery, hlieny	tlmivý roztok obsahujúci 5M guanidín v skúmavkách so skrutkovačím uzáverom 13x75 mm, 100 skúmaviek, po 2 ml

Extrakcia nukleových kyselín

Manuálna extrakcia nukleových kyselín

8891	RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (variant 1-8)	48 (6x8)	krvné sérum/plazma Objem vzorky – 1 ml	Extrakcia HBV DNA, HCV RNA a HIV RNA
8893	RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (variant 0.25-8)	48 (6x8)	krvné sérum/plazma Objem vzorky – 250 µl	Extrakcia HBV DNA, HCV RNA a HIV RNA
8896	RealBest extrakcia 100	48 (8x6)	plná krv, krvné sérum/plazma, leukocytová frakcia krvi, bioptáty, likvor, moč, stolica, epitelové bunky, suspenzia kliešťov, vzorky vody Objem vzorky – 100 µl	Extrakcia DNA a RNA
8889	RealBest DNA - extrakcia 3 (variant 6x16)	96 (6x16)	krvné sérum/plazma, moč, epitelové bunky Objem vzorky – 100 µl	Extrakcia DNA
8847	RealBest Sorbitus (variant 4x24)	96 (4x24)	nosové, nazofaryngeálne a orofaryngeálne stery, hlieny, bronchoalveolárna laváž Objem vzorky – 100 µl	Extrakcia DNA a RNA Odporúča sa pri respiračných infekciách
8899	RealBest DNA - express	100	epitelové bunky cervikálneho kanála, uretry, pošvy, zadnej steny hrdla, spojiviek; spermie, sliny, moč	Extrakcia DNA/15 min. Lyzáčny roztok – 100 skúmaviek, Transportný roztok – 100 skúmaviek
8845	RealBest-Genetics DNA-express	50	plná krv, bukálny ster	Extrakcia DNA/20 min.

Automatizovaná extrakcia nukleových kyselín

8846	RealBest GenMag	96 (2x48)	plná krv Objem vzorky – 100 µl	Extrakcia DNA (pre KingFisher Flex system)
8849	RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (variant 1-16)	48 (3x16)	krvné sérum/plazma Objem vzorky – 1 ml	Extrakcia HBV DNA, HCV RNA a HIV RNA (pre TECAN Freedom EVO)
8850	RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (variant 0.25-16)	48 (3x16)	krvné sérum/plazma Objem vzorky – 250 µl	Extrakcia HBV DNA, HCV RNA a HIV RNA (pre TECAN Freedom EVO)
8880	RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (variant 0.25-48)	96 (2x48)	krvné sérum/plazma Objem vzorky – 250 µl	Extrakcia HBV DNA, HCV RNA a HIV RNA (pre KingFisher Flex system)

Kat. №	Názov	Počet testov	Klinická vzorka	Komentár
8847	RealBest Sorbitus (variant 4x24)	96 (4x24)	nosové, nazofaryngeálne a orofaryngeálne stery, hlieny, bronchoalveolárna laváž	Extrakcia DNA a RNA (pre KingFisher Flex system, Auto-Pure 96 a TECAN Freedom EVO)
8848	RealBest Sorbitus (variant 1x96)	96 (1x96)	Odporúča sa pri respiračných infekciách Objem vzorky – 100 µl	
8883	RealBest UniMag	96 (4x24)	krvné sérum/plazma, leukocytová frakcia krvi, bioptáty, likvor, moč, stolica, stery epitelových buniek , suspenzia kliešťov, vzorky vody Objem vzorky – 100 µl	Extrakcia DNA (pre KingFisher Flex system)
8878	RealBest DNA- extrakcia 3 (variant 2x48)	96 (2x48)	krvné sérum/plazma, moč, epitelové bunky Objem vzorky – 100 µl	Extrakcia DNA (pre KingFisher Flex system a TECAN Freedom EVO)
Roztoky a komponenty				
8814	RealBest Hemolytic	50	plná krv	Roztok na hemolýzu 2 vialky po 14 ml
8879	Lyzačný roztok (A)	192	epitelové bunky cervikálneho kanála, uretry, pošvy, zadnej steny hrdla, spojiviek; spermie, sliny, moč	Extrakcia DNA 1 vialka, 140 ml
8887	Lyzačný roztok (M)	200	epitelové bunky cervikálneho kanála, uretry, pošvy, zadnej steny hrdla, spojiviek; spermie, sliny, moč	Extrakcia DNA 200 skúmaviek po 500 µl
8881 C €	Vnúťorná kontrolná vzorka	192	Kontrola účinnosti extrakcie nukleových kyselín a neprítomnosti PCR inhibítorov vo vzorkách	Obsah súpravy: -Vnúťorná kontrolná vzorka, lyofilizovaná - 6 liekoviek -Roztok na obnovu kontrolných vzoriek – 2 vialky po 4 ml - Elučný roztok – 4 vialky po 15 ml

Kat. №	Názov	Formát	Počet testov	Citlivosť	Komentár
Infekcie prenášané krvou					
Diferenciálna detekcia RNA vírusu ľudskej imunodeficiencie typu 1 a 2, DNA vírusu hepatitídy B, RNA vírusu hepatitídy C					
0592	RealBest HBV/HCV/HIV PCR	Str	48	HBV - 10 IU/ml HCV - 15 IU/ml HIV-1 - 30 IU/ml HIV-2 - 50 IU/ml	Kvalitatívna detekcia
Vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV)					
Provírusová DNA vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV-1)					
0186	RealBest DNA HIV (WB)	Uni*	48	25 kópií v objeme vzorky	Kvalitatívna detekcia Klinická vzorka: plná krv
0187	RealBest DNA HIV (DS)	Uni*	48	50 kópií v objeme vzorky	Kvalitatívna detekcia Klinická vzorka: suché krvavé škvrnky
RNA vírusu ľudskej imunodeficiencie					
0198	RealBest RNA HIV	Uni*	48	20 IU/ml	Kvalitatívna detekcia
0197	Forma 1 Forma 2	Uni*	48		
0199	RealBest RNA HIV quantitative	Uni*	48	20 IU/ml	Kvantitatívna detekcia
0195	RealBest HIV PCR	Str	96	20 IU/ml	Kvantitatívna detekcia Kvalitatívna detekcia
0196	Set 1 Set 2	Str	96		
Vírusové hepatitídy A, B, C, D, G					
0398 CE	RealBest RNA HAV Set 1	Str	48	50 kópií v objeme vzorky	RNA vírusovej hepatitídy A Kvalitatívna detekcia
DNA vírusovej hepatitídy B					
0598	RealBest DNA HBV	Uni*	48	5 IU/ml	Kvalitatívna detekcia
0597	Forma 1 Forma 2	Uni*	48		
0599	RealBest DNA HBV quantitative	Uni*	48	5 IU/ml	Kvantitatívna detekcia
0595	RealBest HBV PCR	Str	96	5 IU/ml	Kvantitatívna detekcia Kvalitatívna detekcia
0596	Variant 1/quantitative Variant 2	Str	96		
RNA vírusovej hepatitídy C					
0798	RealBest DNA HCV	Uni*	48	15 IU/ml	Kvalitatívna detekcia
0790	Forma 1 Forma 2	Uni*	48		
0799	RealBest DNA HCV quantitative	Uni*	48	15 IU/ml	Kvantitatívna detekcia
0794	RealBest HCV PCR	Str	96	15 IU/ml	Kvantitatívna detekcia Kvalitatívna detekcia
0795	Set 1 Set 2	Str	96		

Súprava Uni* obsahuje reagenty na extrakciu nukleových kyselín

<i>Kat. №</i>	<i>Názov</i>	<i>Formát</i>	<i>Počet testov</i>	<i>Citlivosť</i>	<i>Komentár</i>
					Genotypizácia vírusu hepatitídy C
0797	RealBest RNA HCV-genotype	Str	48	15 IU/ml	Kvantifikácia a genotypizácia
0793	RealBest RNA HCV-1/2/3	Uni*	48	400 IU/ml	Genotypizácia
					RNA vírusu hepatitídy D
0998	RealBest RNA HDV Set 1	Str	48	10 kópií/ml	Kvalitatívna detekcia
					RNA vírusu hepatitídy G
1298 CE	RealBest RNA HGV Set 1	Str	48	50 kópií/ml	Kvalitatívna detekcia

Súprava **Uni*** obsahuje reagenty na extrakciu nukleových kyselín

Kat. №	Názov	Formát	Počet testov
Kvantifikácia ľudskej DNA v klinických vzorkách			
8888 €€	RealBest Validácia vzorky	Str	96
Sexuálne prenosné infekcie (STI)			
1998	RealBest DNA Chlamydia trachomatis	Str	96
2098 €€	RealBest DNA Trichomonas vaginalis	Str	96
4396 €€	RealBest DNA Mycoplasma genitalium	Str	96
4498 €€	RealBest DNA Neisseria gonorrhoeae	Str	96
4494 €€	RealBest DNA Neisseria gonorrhoeae test 2	Str	96
1898 €€	RealBest DNA Treponema pallidum	Str	48
Multiplexné súpravy na detekciu STI			
0455	RealBest DNA Chlamydia trachomatis/Ureaplasma species	Str	96
0492	RealBest DNA Chlamydia trachomatis/Ureaplasma urealyticum	Str	96
0490	RealBest DNA Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium	Str	96
0498	RealBest DNA Chlamydia trachomatis/Trichomonas vaginalis	Str	96
0457	RealBest DNA Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae	Str	96
0494 €€	RealBest DNA Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium	Str	96
0496 €€	RealBest DNA Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae	Str	96
0477 €€	RealBest DNA Trichomonas vaginalis/Gardnerella vaginalis	Str	96
0444 €€	RealBest DNA Candida albicans/Gardnerella vaginalis	Str	96
0488	RealBest PCR-12 STI – diferenciálna detekcia DNA <i>Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma hominis, M. genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Cytomegalovirus, Herpes simplex type 1 a 2, HPV 16 a 18)</i>	Str	96
Vaginálna dysbióza			
2292 €€	RealBest DNA Ureaplasma species (s možnosťou kvantifikácie)	Str	96
2298 €€	RealBest DNA Ureaplasma urealyticum	Str	96
4398 €€	RealBest DNA Mycoplasma hominis	Str	96
4598 €€	RealBest DNA Gardnerella vaginalis	Str	96
4205 €€	RealBest Laktonorm – percentuálne stanovenie <i>Lactobacillus sp.</i> v celkovej bakteriálnej mase	Str	96
4203	RealBest DNA Bacteroides species	Str	96
4228 €€	RealBest DNA Streptococcus agalactiae	Str	96

Kat. №	Názov	Formát	Počet testov
Multiplexné súpravy na detekciu vaginálnej dysbiózy			
2294 €	RealBest DNA <i>Ureaplasma urealyticum</i> / <i>Ureaplasma parvum</i>	Str	96
4207 €	RealBest DNA <i>Gardnerella vaginalis</i> / <i>Atopobium vaginae</i>	Str	96
4212 €	RealBest DNA <i>Prevotella species</i> / <i>Leptotrichia amnionii</i> group	Str	96
4201 €	RealBest DNA <i>Mobiluncus mulieris</i> / <i>Mobiluncus curtisii</i>	Str	96
4214 €	RealBest DNA <i>Saccharimonas aalborgensis</i> (TM7)/BVAB2	Str	96
4225	RealBest Bioflor – percentuálna stanovenie <i>Lactobacillus</i> sp. a baktérií spôsobujúcich vaginózu a vaginitídu (<i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Atopobium vaginae</i> , <i>Prevotella species</i> , <i>Leptotrichia amnionii</i> group, <i>Streptococcus species</i> , <i>Enterococcus species</i> , <i>Staphylococcus species</i>) v celkovej bakteriálnej mase	Str	96
Mykózy			
4698 €	RealBest DNA <i>Candida albicans</i>	Str	96
Multiplexné súpravy na detekciu mykóz			
0448 €	RealBest DNA <i>Candida albicans</i> /Fungi	Str	96
0440 €	RealBest DNA <i>Candida parapsilosis</i> / <i>Candida tropicalis</i>	Str	96
0442 €	RealBest DNA <i>Candida famata</i> / <i>Candida guilliemondii</i>	Str	96
0446 €	RealBest DNA <i>Candida krusei</i> / <i>Candida glabrata</i>	Str	96
Ľudské papillomavírusy (HPV)			
8447 €	RealBest DNA HPV 44	Str	96
8448 €	RealBest DNA HPV 66	Str	96
8488 €	RealBest DNA HPV 68	Str	96
Multiplexné súpravy na detekciu HPV			
8475 €	RealBest DNA HPV 6/11	Str	96
8473 €	RealBest DNA HPV 16/18	Str	96
8459	RealBest DNA HPV 26/51	Str	96
8471 €	RealBest DNA HPV 31/33	Str	96
8469 €	RealBest DNA HPV 35/45	Str	96
8446 €	RealBest DNA HPV 6/11/44	Str	96
8449 €	RealBest DNA HPV 26/53/66	Str	96
8451 €	RealBest DNA HPV 68/73/82	Str	96

Kat. №	Názov	Formát	Počet testov
8498	RealBest HPV OncoScreen (detekcia HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59, 66,68 s diferenciáciou typov 16 a 18)	Str	96
8444 €€	RealBest DNA HPV HR screen (detekcia HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)	Str	96
8479 €€	RealBest DNA HPV HR genotype (diferenciálna detekcia HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)	Str	96
8478 €€	RealBest DNA HPV HR genotype quantitative (diferenciálna detekcia a kvantifikácia HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)	Str	96
Ľudské herpetické a TORCH infekcie			
1798	RealBest DNA Toxoplasma gondii	Str	48
2598	RealBest DNA Rubella	Str	48
2801 €€	RealBest DNA Parvovirus B19	Str	96
2193 €€	RealBest DNA HSV-1,2	Str	96
2185 €€	RealBest DNA VZV	Str	48
2198 €€	RealBest DNA EBV (s možnosťou kvantifikácie)	Str	96
1598	RealBest DNA CMV (s možnosťou kvantifikácie)	Str	96
2153 €€	RealBest DNA HHV-6 (s možnosťou kvantifikácie)	Str	96
2148 €€	RealBest DNA HHV-8	Str	48
Multiplexné súpravy na detekciu herpetických infekcií			
2195 €€	RealBest DNA HSV-1/HSV-2	Str	96
0489	RealBest DNA CMV/HSV-1,2	Str	96
Infekcie prenášané kliešťami			
1198 €€	RealBest RNA TBEV	Str	48
1498 €€	RealBest DNA Borrelia burgdorferi s.l.	Str	48
1495 €€	RealBest DNA Borrelia miyamotoi	Str	48
5389 €€	RealBest DNA Babesia species	Str	48
5391 €€	RealBest DNA Rickettsia species	Str	48
Multiplexné súpravy na detekciu infekcií prenášaných kliešťami			
5396 €€	RealBest DNA Borrelia burgdorferi s.l./RNA TBEV	Str	48
5393	RealBest DNA Rickettsia sibirica/ Rickettsia heilongjiangensis	Str	48
5398 €€	RealBest DNA Anaplasma phagocytophilum/ Ehrlichia muris, E.chaffeensis	Str	48

Kat. №	Názov	Formát	Počet testov
Nozokomiálne infekcie			
Multiplexné súbry na detekciu nozokomiálnych infekcií			
4222 €€	RealBest DNA Enterococcus faecalis/ Enterococcus faecium	Str	96
5601 €€	RealBest DNA Acinetobacter baumannii/ Stenotrophomonas maltophilia	Str	96
5603 €€	RealBest DNA Staphylococcus aureus/ mecA/lukS-PV	Str	96
5605 €€	RealBest DNA Klebsiella pneumoniae/ Pseudomonas aeruginosa	Str	96
5607	RealBest DNA ARG makrolidy ErmA/ErmC/MsrA	Str	96
Respiračné infekcie			
5580 €€	RealBest RNA SARS-CoV-2	Str	96
5590 €€	RealBest DNA Streptococcus pneumoniae	Str	48
5592 €€	RealBest DNA Haemophilus influenzae	Str	48
5594	RealBest DNA Chlamydophila pneumoniae	Str	48
5596 €€	RealBest DNA Mycoplasma pneumoniae	Str	48
5598 €€	RealBest DNA Legionella pneumophila	Str	48
Multiplexné súbry na detekciu respiračných infekcií			
5586 €€	RealBest DNA Bordetella species/ Bordetella pertusis/Bordetella bronchoseptica	Str	48
5560	RealBest-ARVI RNA hMpV/hPIV2 (ľudský metapneumovírus/ ľudský parainfluenza vírus 2)	Str	96
5561	RealBest-ARVI RNA hRV (ľudský rinovírus)	Str	96
5562	RealBest-ARVI DNA hAdV/hBoV (ľudský adenovírus B, C, E/ľudský bocavírus)	Str	96
5563	RealBest-ARVI RNA hPIV1/3 (ľudský parainfluenza vírus 1/3)	Str	96
5564	RealBest-ARVI RNA Influenza vírus A/B (influenza vírus A/influenza vírus B)	Str	96
5565	RealBest-ARVI RNA hCoV OC43/HKU1 (ľudský koronavírus OC43/HKU1)	Str	96
5566	RealBest-ARVI RNA hCoV 229E/NL63 (ľudský koronavírus 229E/NL63)	Str	96
5567	RealBest-ARVI RNA hRSV/hPIV4 (ľudský respiračný syncytiálny vírus/ ľudský parainfluenza vírus 4)	Str	96

Kat. №	Názov	Formát	Počet testov
Gastrointestinálne infekcie			
3798 €	RealBest DNA Helicobacter pylori	Str	48
Multiplexné súpravy na detekciu gastrointestinálnych infekcií			
1696	RealBest RNA Norovirus GI/GII	Str	96
1697	RealBest RNA Rotavirus A/Astrovirus	Str	96
1698	RealBest DNA Adenovirus F/Salmonella spp.	Str	96
1699	RealBest DNA Campylobacter spp./Shigella spp., EIEC	Str	96
Tuberkulóza			
€	RealBest DNA Mycobacterium tuberculosis		
2398	Forma 1	Uni*	48
2399	Forma 2	Str	96

Súprava Uni* obsahuje reagenty na extrakciu nukleových kyselín

Kat. №	Názov	Formát	Počet testov	Gén: polymorfizmus
Jednonukleotidové polymorfizmy (SNP) a mutácie v ľudských génoch				
Trombofília a hyperhomocysteinémia				
3801	RealBest-Genetics Hemostasis (12)	Str	48	F2: G20210A, F5: G1691A, F7:10976G/A, F13A1:c.103G/T, FGB: -455G/A, ITGA2:807C/T, ITGB3:1565T/C, PAI-1:-6755G/4G, MTR: A2756G, MTRR: A66G, MTHFR: 677C/T, MTHFR: 1298A/C
3802 €	RealBest-Genetics Hemostasis (F2/F5)	Str	48	F2: G20210A, F5: G1691A
3803 €	RealBest-Genetics Hemostasis (MRT/MTRR/MTHFR)	Str	48	MTR: A2756G, MTRR: A66G, MTHFR: 677C/T, MTHFR: 1298A/C
3831 €	RealBest-Genetics Hemostasis FGB/F13A1	Str	48	FGB: -455G/A, F13A1:c.103G/T
3832 €	RealBest-Genetics Hemostasis ITGA2/F7	Str	48	ITGA2:807C/T, F7:10976G/A
3833 €	RealBest-Genetics Hemostasis PAI-1/ITGB3	Str	48	PAI-1:-6755G/4G, ITGB3:1565T/C
Metabolické poruchy				
3804 €	RealBest-Genetics MCM6	Str	48	MCM6: -13910C/T
Srdcovo-cievne ochorenia				
3805	RealBest-Genetics NOS3 T(-786)C/G894T	Str	48	NOS3: T(-786)C, G894T
3806	RealBest-Genetics ACE Del287/AGT T704C	Str	48	ACE: Del287, AGT: T704C
3817	RealBest-Genetics CYP11B2 C(-344)T/ADD1 G1378T	Str	48	CYP11B2: C(-344)T, ADD1: G1378T
3818	RealBest-Genetics AGT C521T/AGTR1 A1166C	Str	48	AGT: C521T, AGTR1: A1166C
3819	RealBest-Genetics GNB3 C825T/AGTR2 G1675A	Str	48	GNB3: C825T, AGTR2: G1675A

Kat. №	Názov	Formát	Počet testov	Gén: polymorfizmus
Predikcia úspechu liečby HCV				
3811 €€	RealBest-Genetics Interleukin 28B	Str	48	IL28B: rs12979860 C/T, rs8099917 T/G
Poruchy reprodukčnej funkcie				
3814 €€	RealBest-Genetics AZF microdeletions	Str	48	AZFa locus: sY-84, sY-86 AZFb locus: sY-127, sY-134 AZFc locus: sY-254, sY-255
Dedičná rakovina prsníka a vaječníkov				
3807	RealBest-Genetics BRCA1 185delAG/3875del4	Str	48	BRCA1: 185delAG, 3875del4
3808	RealBest-Genetics BRCA1 3819del5/T300G	Str	48	BRCA1: 3819del5, T300G
3809	RealBest-Genetics BRCA (BRCA1 2080delA (insA)/ BRCA2 6174delT)	Str	48	BRCA1: 2080delA (insA), BRCA2: 6174delT
3810	RealBest-Genetics NBS1	Str	48	NBS1: 657del5
3816	RealBest-Genetics CHEK2	Str	48	CHEK2: 1100delC, IVS2+1G>A
3841	RealBest-Genetics BRCA1 4153delA/5382insC	Str	48	BRCA1: 4153delA, 5382insC
Dedičná hemochromatóza spojená s HFE (hemochromatóza typu I)				
3822 €€	RealBest-Genetics Hemochromatosis (HFE 187 C/G)	Str	48	HFE: 187 C/G (His63Asp)
3823 €€	RealBest-Genetics Hemochromatosis (HFE 193 A/T)	Str	48	HFE: 196 A/T (Ser65Cys)
3824 €€	RealBest-Genetics Hemochromatosis (HFE 845 G/A)	Str	48	HFE: 845 G/A (Cys282Tyr)
Autoimunitné ochorenia				
3836 €€	RealBest-Genetics HLA-B*27	Str	48	HLA-B*27
Farmakogenetika warfarínu				
3811 €€	RealBest-Genetics Warfarin (CYP2C9*2/CYP2C9*3)	Str	48	CYP2C9: 430 C/T, 1075 A/C
3811 €€	RealBest-Genetics Warfarin (VKORC1/CYP4F2*3)	Str	48	VKORC1: 1173 C/T, CYP4F2: 1297 C/T
3811 €€	RealBest-Genetics Warfarin (GGCX)	Str	48	GGCX: rs11676382 C/G
3811 €€	RealBest-Genetics Warfarin (CYP2C9*5/CYP2C9*6)	Str	48	CYP2C9: 1080 C/G, 818 delA
Gilbertov syndróm				
3813 €€	RealBest-Genetics UGT1A1	Str	48	UGT1A1: 5TA/6TA/7TA/8TA

Diagnostické centrum DNK, s.r.o.

Brestová 14, 821 02 Bratislava

+421 911 299 324, +421 911 211 404

dnk@pharma.sk, diagnostika@pharma.sk

www.pcr.sk